



1. Presser pour allumer ; rester appuyé pour éteindre
2. Quand éteint, rester appuyé pour accéder aux RÉGLAGES
3. Dans les réglages, maintenir pour retourner en mode MESURE

1. Maintenir pour entrer dans le mode CALIBRATION
2. Pressez pour terminer la calibration ou confirmer les réglages.

1 CALIBRATION

Retirez le film d'isolation de la batterie et la protection de la sonde.

Pressez pour allumer le testeur.

2

Rincez la sonde dans de l'eau distillée et secouez pour enlever l'excédent d'eau ou épongez avec un chiffon propre.

Des sédiments blancs peuvent être présents autour de la sonde avant votre première utilisation et peuvent être rincés. Les performances du testeur ne seront pas affectées.

3 1er POINT DE CALIBRATION

Remuez rapidement la sonde dans la solution de calibration pH 7,00 puis laissez la sonde immobile et maintenez pour entrer dans le mode calibration. Attendez qu'une mesure stable apparaisse.

4

Lorsque apparaît sur l'écran, pressez pour terminer la calibration.

Appuyer sur avant que ne s'affiche sur l'écran causera l'erreur "Er2". Attendez alors que se stabilise totalement puis presser pour terminer la calibration.

5 2ème POINT DE CALIBRATION

Répétez les étapes 2-4 dans la solution pH 4,00.

6 3ème POINT DE CALIBRATION

Répétez les étapes 2-4 dans la solution pH 10,01.

- Le 1er point de calibration doit être pH 7,00.

* La solution de calibration pH 10,01 est vendue séparément.

1 MESURE

Pressez pour allumer le testeur.

Rincez la sonde avec de l'eau distillée puis secouez la pour retirer l'excédent d'eau ou séchez la avec un chiffon propre.

2

Remuez rapidement la sonde dans la solution à tester puis laissez la immobile.

Prenez la mesure lorsque apparaît à l'écran.

3

Maintenez pour éteindre le testeur.

Rincez la sonde avec de l'eau distillée.

Placez le capuchon sur la sonde.

* Avant le stockage, ajoutez plusieurs gouttes de solution pH 4 dans le capuchon pour maintenir la sensibilité de la sonde.

PLAGE	RÉSOLUTION	PRÉCISION	CALIBRATION	SOLUTIONS DE CALIBRATION	COMPENSATION AUTOMATIQUE DE TEMPÉRATURE	FONCTIONNALITÉS
pH 0 - 14,0 0 - 50°C	0,1 pH 0,1°C	±0,1 pH 0,5°C	1 - 3 points	pH 7,00 / 4,00 / 10,01	0 - 50°C	1. Indication du point de calibration: 2. Indicateur de mesure stable : 3. Information d'autodiagnostic : Er1, Er2 4. Alarme de batterie faible : (clignote)

CONFIGURATION : Lorsque le testeur est éteint, maintenir pour accéder au menu. --> Presser pour basculer entre P1 - P2 - P3. --> Presser pour lancer l'ajustement du paramètre --> Presser pour changer les paramètres. --> Presser pour confirmer le changement. --> Maintenir pour retourner dans le mode MESURE.

P1	Sélectionner le standard pH (USA - NIST)
P2	Sélectionner l'unité de température (°C - °F)
P3	Restaurer les réglages d'usine (No - Yes)

NOTES : 1. Unité de conversion : 1mS = 1000 µS = 1 EC ; 1 ppt = 1000 ppm = 1 g/L