



1. Maintenir pour entrer en mode CALIBRATION
2. Presser pour terminer la calibration ou confirmer les réglages.
3. Presser pour déverrouiller l'écran quand votre lecture se verrouille automatiquement

3



1er POINT DE CALIBRATION

Versez la solution de calibration dans le flacon jusqu'à la moitié de sa contenance.

Maintenir  pour calibrer.

Presser  pour quitter.

- pH : solution pH 7.00
- Cond (AC-PHM7 uniquement) : solution 1413 µS/cm ou 84 µm/cm

3ème POINT DE CALIBRATION

Réglez votre 3ème point de calibration après avoir complété le 2ème point de calibration. N'éteignez PAS le testeur pendant ce processus.

pH (AC-PHM5 uniquement) : dans la solution pH 10,01, répétez les étapes 2-4.

Cond (AC-PHM7 uniquement) : dans la solution 12,88 mS/cm, répétez les étapes 2-4.

- le 1er point de calibration du pH doit être 7,00 ou 6,86.
- le 1er point de calibration de la conductivité peut être 84µS, 1413 µS ou 12,88 mS. Commencez du plus bas vers le plus haut pour éviter la contamination croisée.

3. Maintenir  pour éteindre.
Rincez la sonde dans de l'eau distillée.
Placer le capuchon sur la sonde.

Avant le stockage, ajouter plusieurs gouttes de 3M KCL dans le capuchon de la sonde pour maintenir la sensibilité du capteur.

CONFIGURATION : quand le testeur est éteint, maintenir le bouton  pour entrer dans les réglages. --> Pressez  pour choisir P1-P2. --> Pressez  pour confirmer votre sélection. --> Pressez  pour effectuer des ajustements. --> Pressez pour confirmer les changements. --> Maintenir pour retourner dans le mode MESURE.

INSTRUCTIONS :
Le texte coloré en bleu est la valeur réglée par défaut en usine :
alarme de mesure du pH : la valeur minimale par défaut est pH 0,00 et la valeur maximale par défaut est pH 14,00 ; réglage du rétroéclairage : "Off" est toujours éteint. "On" est toujours allumé. "1" signifie que le réglage d'usine par défaut est 1 minute ; la valeur par défaut du facteur TDS est 0,73 ; la valeur par défaut du coefficient de température est 2,00%.

MODÈLE	PLAGE	RÉSOLUTION	PRÉCISION	CALIBRATION	SOLUTION DE CALIBRATION	COMPENSATION AUTOMATIQUE DE TEMPÉRATURE	FONCTIONNALITÉS
AC-PHM5	pH : -2,00 - 16,00 mV : ±1000 mV Temp : 0°C - 50°C	0,01 pH 1mV 0,1°C	±0,01 pH ±0,2% F.S ±0,5°C	1 - 3 points	pH 1,68 / 4,00 / 7,00 / 10,01 / 12,45	0°C - 50°C	1-6. voir ci-dessous 7. Alarme de mesure de pH basse / haute (un rétroéclairage rouge s'affiche)
AC-PHM7	pH : -2,00 - 16,00 Cond : 0,1 µS - 20,00 mS TDS : 0,1 ppm - 10,00 ppt Sal : 0 - 10,00 ppt Temp : 0°C - 50°C	0,01 pH 0,1/1 µS, 0,01 mS 0,1/1 ppm, 0,01 ppt 0,1°C	±0,01 pH ±1% F.S ±0,5°C	1 - 3 points	pH 1,68 / 4,00 / 7,00 / 10, 01 / 12,45 84 / 1413 µS / 12,88 mS	0°C - 50°C	1. Indication du point de calibration :  2. Indication de mesure stable :  3. Indication de verrouillage : HOLD 4. Information d'auto-diagnostic : Er1, Er2 5. Alarme de batterie faible :  clignote 6. Extinction automatique après 8 minutes sans activité